

**ATRIUM OASIS™ THORAXDRAINAGE
MIT WASSERSCHLOSS &
MECHANISCHER SOGREGULIERUNG**



ATRIUM OASIS™ THORAXDRAINAGE MIT WASSERSCHLOSS & MECHANISCHER SOGREGULIERUNG

In-line-Konnektor mit Luer-Lock-Port zur nadellosen Probenentnahme, kompatibel mit ATS-Beutel

Praktische Sogeeinstellung von -10 bis -40 cm H₂O

Deutlich sichtbarer, lautloser Sogindikator

Interne Kippdüsen minimieren kammerübergreifendes Überschwappen „Umfallschutz“

Wasserschloss mit Graduierung der Luftleckanzeige (Trending)

Einzelnsammelkammer 3600 Serie

mit VORABGEFÜLTEM WASSER FÜR SCHNELLES, PRAKTISCHES SETUP

**Großer, gut greifbarer Griff
Flexiblen Aufhänger;
Können nach Gebrauch wieder im System verstaut werden**

Überdruckventile schützen den Patienten vor Ansammlung von Positivdruck (Spannungspneu) und zu hohem Vakuum (führt zu Atembeschwerden)

Große, einfach zu lesende Grafiken ermöglichen eine schnelle und akkurate Bilanzierung der Flüssigkeitsförderung

Abnehmbare Schiebeklemme

**MRT-KOMPATIBEL
OHNE NATURKAUSCHUKLATEX HERGESTELLT**

Säuglinge/Kinder
3612



Doppelsammelkammer
3620



ATS- mit Retransfusion-Port
3650



Optionen für die ATS-Retransfusion sind: kontinuierliche Pumpen-Reinfusion, 2450 Selbstfüllender ATS-Beutel oder 2550 ATS-Beutel für Anbringung an Modellen mit In-Line-Konnektoren.

Atrium Oasis Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
Einzelnsammelkammer, 1 Patientenschlauch, kompatibel mit ATS-Beutel	6	3600-100
Säuglinge/Kinder, 1 Patientenschlauch, 1/4"-Schlauch, pädiatrische Konnektoren, In-line-Konnektor und Klemme	6	3612-100
Säuglinge/Kinder, 1 Patientenschlauch, 1/4"-Schlauch, pädiatrische Konnektoren	6	3612-400
Doppelsammelkammer, 2 Patientenschläuche (getrennte Bilanzierung), kompatibel mit ATS-Beutel	6	3620-100
ATS-Wiederherstellung der Blutzirkulation, 1 Patiententubus, kompatibel mit ATS-Beutel	6	3650-100
In-line-ATS-Blutbeutel, für die Verwendung mit Atrium ATS-kompatibler Thoraxdrainage	6	2550
Selbstfüllender ATS-Blutbeutel, für die Verwendung mit Atrium Thoraxdrainage für ATS-Wiederherstellung der Blutzirkulation	10	2450

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Vertreter.

Vertrieb durch
MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31, D-76437 Rastatt, Deutschland
Telefon: +49 (0) 7222 932-0
Fax: +49 (0) 7222 932-571
Service-Hotline: +49 (0) 7222 932-745
www.maquet.com

Hergestellt von
Atrium Medical Corporation
5 Wentworth Drive
Hudson, NH USA 03051
Telefon: +1 603 880 1433
Fax: +1 603 880 6718
www.atriummed.com

Oasis ist eine Marke der Atrium Medical Corporation, 5 Wentworth Drive, Hudson NH 03051, USA
⚠ ACHTUNG: Die Bundesgesetzgebung der USA gestattet den Verkauf dieses Produkts nur auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes. Weitere Informationen zu aktuellen Indikationen, Warnhinweisen, Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. MAQUET ist a registered trademark of MAQUET GmbH • © MAQUET, Rastatt • 11/13